

# CONDITIONS DE CONSERVATION DES TUBES, FLACONS DE PRELEVEMENT

Ref : MU.ACH.INS.013.03

Version : 03

Applicable le : 17-01-2022



Le tableau ci-dessous précise les conditions particulières de stockage qui s'appliquent à certains tubes de prélèvement, milieux de transport et aux flacons d'hémocultures.

Les autres dispositifs de prélèvement ne font pas l'objet de recommandations particulières.

Tubes	Préconisations		Hémocs	Conserver en position verticale à 15-30° à l'abri de la lumière
	Milieu transport H.Pylori	Conserver à 4°C		
	<p><b>CAHORS UNIQUEMENT</b> (<i>fournisseur Cerba</i>)</p> <p>Bouchon rose = tube ACTH</p>	Conserver à 4°C		